

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA
1	2.400	UN	9042	PLACA DE AGAR MACCONKEY 90mm
<u>Ficha Técnica:</u> MEIO PRONTO PARA USO , SENDO SELETIVO PARA GRAM NEGATIVOS E INDICADOR QUE PERMITE EVIDENCIAR A FERMENTAÇÃO DA LACTOSE PELA MUDANÇA DA COLORAÇÃO DO VERMELHO NEUTRO, SENDO O TAMANHO DAS PLACAS 90mm. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
2	3	UN	635	CALDO NUTRIENTE 500 GR.
<u>Ficha Técnica:</u> CALDO NUTRIENTE 500 GR USADO PARA ANALISE, CULTIVO E ISOLAMENTO DIVERSOS. FORMULA APROXIMADA (G/L): - PEPTONA DE GELATINA 5,0 - EXTRATO DE CARNE BOVINA 3,0 - PH FINAL +/- 6,8 VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
3	2	UN	2182	AGAR BASE CALDO TETRATIONATO 500g.
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR BASE CALDO TETRATIONATO 500g PARA ENRIQUECIMENTO DE MEMBROS DO GRUPO SALMONELA NO ISOLAMENTO DESSES ORGANISMO PROVENIENTE DE MATERIAL INFECCIOSOS. COMPONENTES POR LITRO: - PROTEOSE PEPITONE 5g - SAIS MILIARES 1g - TIOSULFATO DE SODIO 30g - CARBONATO DE CALCIO 10g - PH FINAL 8,4 VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
4	120	UN	9043	PLACA DE AGAR CHOCOLATE TM 90mm
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR SEGUNDO DESCRITIVO DE THAYER E MARTIN SENDO MEIO SELETIVO PARA O ISOLAMENTO DE NEISSERIA GONORRHOEAE E NEISSERIA MENINGITIDIS TAMANHO 90 mm REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.				
5	2.400	UN	9044	PLACA DE MUELLER HINTON 145mm ou SUPERIOR
<u>Ficha Técnica:</u> AGR MUELLER HINTON QUE SE DESTINA A REALIZAÇÃO DE ANTIBIOGRAMAS POR DIFUSÃO TAMANHO 145mm OU SUPERIOR. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
6	1.000	UN	9045	PLACA AGAR CHOCOLATE 90mm
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR CHOCOLATE MEIO SUPLEMENTADO PARA ISOLAMENTO DE CEPAS EXIGENTES: NEISSERIA, HAEMOPHILLUS E STREPTOCOCUS PNEUMONIAE TAMANHO PLACAS 90 mm. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
7	1.000	UN	9046	PLACA DE AGAR SS - 90mm
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR SS SELETIVO PARA SHIGUELA E SALMONELLA PERMITINDO EVIDENCIAR AS COLONIAS QUE FERMENTAM A LACTOSE E REDUZEM O TIOSULFATO (H2S). TAMANHO 90mm. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
8	2.400	UN	3652	PLACA DE ÁGAR SANGUE 90MM
<u>Ficha Técnica:</u> PLACA DE ÁGAR SANGUE MÉDIA (90MM) VALIDADE MÍNIMA: 03 MESES COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
9	24	KIT	9047	KIT PARA COLORAÇÃO DE GRAM (0,5 litro)
<u>Ficha Técnica:</u> CONJUNTO DE CORANTES PRONTO PARA USO PARA COLORAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO KIT - CRISTAL VIOLETA - LUGOL, PARA GRAM - ALCOOL CETONA - FUCSINA FENICADA DE GRAM				
10	12	KIT	9048	KIT PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN ( 0,5 LITRO)
<u>Ficha Técnica:</u> CONJUNTO DE CORANTES PRONTO PARA USO PARA PESQUISA DE BACIOS ÁLCOOL-ACIDO RESISTENTES.  COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO KIT - FUCSINA CONCENTRADA DE ZIEHL - AZUL DE METILENO - ÁLCOOL-ÁCIDO				
11	100	FR	4138	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CIPROFLOXACINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CIPROFLOXACINA FRASCO COM 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
12	100	FR	4117	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFOXITINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFOXITINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.				
13	100	FR	4103	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE IMIPENEM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE IMIPENEM FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE.				
14	150	FR	867	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFTRIAXONA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFTRIAXONA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.				
15	100	FR	675	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ACIDO PIPEMIDICO
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ACIDO PIPEMIDICO FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
16	100	FR	669	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMICACINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMICACINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
17	100	FR	668	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE GENTAMICINA - 10MG
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE GENTAMICINA 10MG FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

18	150	FR	666	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NITROFURANTOINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NITROFURANTOINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
19	100	FR	665	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMPICILINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMPICILINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
20	100	FR	664	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NORFLOXACIN
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NORFLOXACIN FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
21	50	FR	659	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CLORANFENICOL
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CLORANFENICOL FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
22	100	FR	660	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFALOTINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFALOTINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.				
23	100	FR	656	DISCO ANTIB. DE SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM FRASCO COM 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MINISTERIO SAÚDE.				
24	60	FR	657	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE VANCOMICINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE VANCOMICINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
25	50	FR	663	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE OXACILINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE OXACILINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
26	60	FR	670	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ERITROMICINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ERITROMICINA				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA

FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

27	60	FR	672	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CLINDAMICINA
----	----	----	-----	---------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CLINDAMICINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

28	60	FR	676	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE PENICILINA
----	----	----	-----	-------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE PENICILINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

29	3	FR	677	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NOVOBIOCINA
----	---	----	-----	--------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE NOVOBIOCINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

30	3	FR	678	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE BACITRACINA
----	---	----	-----	--------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE BACITRACINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA DE 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

31	3	FR	679	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE OPTOQUINA
----	---	----	-----	------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE OPTOQUINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

32	80	FR	2785	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE MEROPENEM
----	----	----	------	------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE MEROPENEM  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES DA DATA ENTREGA.  
REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.

33	40	FR	4139	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE RIFAMPICINA
----	----	----	------	--------------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE RIFAMPICINA  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

34	100	FR	5746	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFEPIME
----	-----	----	------	-----------------------------------

Ficha Técnica:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFEPIME  
FRASCO 50 UNIDADES  
VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DE ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
35	60	FR	5749	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFTAZIDIMA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE CEFTAZIDIMA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
36	100	FR	5753	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE LEVOFLOXACINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE LEVOFLOXACINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
37	2	FR	9107	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE POLIMIXINA "B"
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE POLIMIXINA "B" POLIMICINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA ENTREGA REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE				
38	60	FR	7469	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TEICOPLAMINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TEICOPLAMINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.				
39	50	FR	8194	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ERTAPENEN
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE ERTAPENEN FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
40	100	FR	3935	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE GENTAMICINA - 120MG
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE GENTAMICINA - 120MG FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
41	100	FR	3829	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE DOXICICLINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE DOXACILINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
42	100	FR	661	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TETRACICLINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TETRACILINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
43	100	FR	6978	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMOXICILINA + AC.CLAVULÂMICO
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMOXICILINA + AC.CLAVULÂMICO FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
44	100	FR	3830	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMPICILINA - SULBACTAM
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE AMPICILINA + SULBACTAM FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
45	100	FR	3796	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TICARCILINA - ÁCIDO CLAVULÂMICO
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE TICARCILINA - ÁCIDO CLAVULÂMICO FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
46	100	FR	26153	DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE FOSFOMICINA
<u>Ficha Técnica:</u> DISCO DE ANTIBIOGRAMA DE FOSFOMICINA FRASCO 50 UNIDADES VALIDADE MINIMA 18 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
47	50	CX	827	CECONETE COM HASTE MADEIRA - CX 100
<u>Ficha Técnica:</u> CECONETE COM HASTE DE MADEIRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE ESTERIL POR RAO GAMA 100 PECAS. DATA DE VALIDADE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
48	10	UN	788	ÓLEO MINERAL P/ MICROSCOPIA DE IMERSÃO
<u>Ficha Técnica:</u> ÓLEO MINERAL PARA MICROSCOPIA DE IMERSÃO FRASCO DE 100ML COM VISCOSIDADE 100-120 MPAS, INDICE REFRAÇÃO S20 1,515 A 1,517 E DENSIDADE A 20°C DE 1.0265 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
49	20	UN	2179	PANÓTICO RÁPIDO LB (COMPLETO)
<u>Ficha Técnica:</u> PANÓTICO RÁPIDO LB (COMPLETO) CORANTE CONSTITUIDO DE UM SISTEMA DE COLORACAO DIFERENCIAL DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE. PRINCIPIOS: O METODO REUNE A POLICROMINA E QUALIDADE DAS METODOLIGIAS CLASSICAS A GRANDE RAPIDEZ DE EXECUCAO. EM APENAS 15 SEGUNDOS, AS ESTRUTURAS CELUARES SE CORAM NOS MIAS DIVERSOS NUANCES ENTRE O VERMELHO E O AZUL PERMITINDO A IDENTIFICACAO DAS CELULAS SANGUINEAS, BEM COMO A DIFERENCIACAO ENTRE ELAS. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
50	50	PCT	1916	CARTUCHO DE LIXO P/ AUTOCLAVE - PCTE 20
<u>Ficha Técnica:</u> CARTUCHO DE LIXO PARA AUTOCLAVE PACOTE COM 20 UNIDADES				
51	40	UN	4785	TESTE ORAL TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA -600GR
<u>Ficha Técnica:</u> TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE - TOTG OU CURVA GLICÊMICA FRASCO C/ 600GR PÓ REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
52	10	UN	641	ALÇA NIQUEL CROMO 0212257
<u>Ficha Técnica:</u> ALÇA NIQUEL CROMO 0212257				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
53	15.000	UN	2184	COPO UNIVERSAL COM ROSCA ESTERIL 80 ML (URINA)
<u>Ficha Técnica:</u> COLETOR DE URINA UNIVERSAL ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, USO UNICO, COM EMBALAGEM INTACTA. EMBALAGEM: FRASCO DE 80ML. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DE 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
54	5	UN	2153	CABO DE KOLLE
<u>Ficha Técnica:</u> CABO DE KOLLE DE METAL				
55	10	UN	724	FIO DE NIQUEL CROMO 021047
<u>Ficha Técnica:</u> FIO DE NÍQUEL CROMO - 021047				
56	1	UN	785	MICROPIPETADOR 200 MICROLITROS METAL
<u>Ficha Técnica:</u> MICROPIPETADOR 200 MICROLITROS METAL				
57	1	UN	814	MICROPIPETADOR 100 MICROLITROS
<u>Ficha Técnica:</u> MICROPIPETDOR 100 MICROLITROS				
58	2	UNI	9058	MICROPIPETADOR 10 UL METAL
<u>Ficha Técnica:</u> MICROPIPETADOR 10 UL METAL				
59	5	UNI	9059	MICROPIPETADOR 50 UL METAL
<u>Ficha Técnica:</u> MICROPIPETADOR 50 UL METAL				
60	15.000	UN	8911	COPO UNIVERSAL COM ROSCA 80ML NÃO ESTÉRIL
<u>Ficha Técnica:</u> COPO UNIVERSAL PARA COLETA DE LABORATORIA DE ANÁLISE CLINICA DE URINA, FEZES E ESPERMA NÃO ESTÉRIL 80 ML COM ROSCA. REGISTRO NA ANVISA.				
61	76	CX	764	LÂMINA LISA 26 X 76 PARA MICROSCÓPIO - CX. 50
<u>Ficha Técnica:</u> LÂMINA LISA 26 X 76 PARA MICROSCÓPIO 1,2MM A 1,4 MM. LÂMINAS PARA MICROSCOPIO. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 LÂMINAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
62	135	CX	4021	LÂMINA FOSCA 26 X 76 - CX. 50
<u>Ficha Técnica:</u> LÂMINA FOSCA 26 X 76 1,2 A 1,4 MM. LÂMINAS PARA MICROSCOPIO. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 LAMINAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
63	60	CX	765	LAMINULAS QUADRADAS 24 X 24 MM - CX.100UN.
<u>Ficha Técnica:</u> LAMINULAS 24 X 24MM EMBALAGEM CONTENDO 100 LAMINULAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
64	10	CX	771	LANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - CX.200 UN
<u>Ficha Técnica:</u> LANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMMA (25KGY) CADA LANCETA DEVE SER EMBALADA SEPARADAMENTE. A EMBALAGEM DEVERA CONTER 200 LANCETAS EM CADA CAIXA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
65	70	UN	769	LÁPIS DERMATOGRÁFICO PRETO
<u>Ficha Técnica:</u> LÁPIS DERMATOGRÁFICO PRETO				
66	60	UN	5742	LÁPIS DERMATOGRÁFICO VERMELHO
<u>Ficha Técnica:</u> LÁPIS DERMATOGRÁFICO VERMELHO				
67	15	PCT	806	PONTEIRAS P/ MICROPIPETADOR AUTOM. LIO-SERUM - PCTE 1.000
<u>Ficha Técnica:</u> PONTEIRAS P/ MICROPIPETADOR AUTOMÁTICO LIO-SERUM COMPRIMENTO DA PONTEIRA - 6,5 CM DIAMETRO EXTERNO DA CABECA DA PONTEIRA 8,0 MM DIAMETRO INTERNO DA CABECA DA PONTEIRA DE 6,0 MM PACOTE COM 1000 UNIDADES. DOSAGENS DE 10 A 200 MICROLITROS				
68	3	FR	848	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA - FRASCO 500
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO CAPILAR SEM HEPARINA FRASCO 500 UNIDADES VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
69	800	UN	4130	TUBO CÔNICO GRADUADO 12 ML PLÁSTICO
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO CÔNICO GRADUADO 12ML DE PLÁSTICO O TUBO DEVE TER A GRADUAÇÃO IMPRESSA EM SUA PAREDE EXTERNA, OBSERVANDO A DIVISÃO DE UM EM UM ML A CADA GRADUAÇÃO, O NUMERO TEM DE ESTAR IMPRESSO NÃO SERÁ ACEITO RISCOS OU MARCAS COMO SUBSTITUIÇÃO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
70	100	GL	10517	DETERGENTE LABORATORIAL ALCALINO 5 LITROS
<u>Ficha Técnica:</u> DETERGENTE LABORATORIAL ALCALINO 5 LITROS APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL DE UTENSILIOS DE LABORATÓRIO, REMOÇÃO DE RESÍDUOS PERSISTENTES E SECOS, IMPUREZAS INORGÂNICAS E ORGÂNICAS, SUJEIRAS INTENSAS, ÓLEOS, GRAXAS, SILICONES E SANGUE. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO - DADOS FISICOS QUÍMICOS: 1. NÃO ALTERA ENSAIOS ENZIMÁTICOS 2. PH CONCENTRADO - NO MÍNIMO 11,5 3. PESO ESPECIFICO 24 GRAUS CENTIGRADOS - 1,08 4. DENSIDADE MÍNIMA 20 GRAUS CENTIGRADOS - 1,07 g/cm³ 5. VISCOSIDADE - IGUAL A DA AGUA 20 GRAUS CENTIGRADOS 6. PONTO DE EBULIÇÃO > 100°C (1013hPa) 7. OLEO LIVRE - NENHUM 8. PONTO DE INFLAMAÇÃO (COPO ABERTO DE CLEVELAND) - NENHUM 9. ESTABILIDADE DE ARMAZENAGEM A) ARMAZENAGEM 24 GRAUS CENTIGRADOS ( NO MINIMO 1 ANO) B) ACELERACAO 50 GRAUS CENTIGRADOS (NO MINIMO 60 DIAS) 10. MISCIBILIDADE - COMPLETAMENTE SOLUVEL EM TODAS PROPORCOES EM ÁGUA QUENTE OU FRIA. FORMA EMULSÕES COM OLEOS E SOLVENTES INSOLUVEIS EM AGUA. 11. LAVAGEM - ENXAGUA LIVREMENTE COM AGUA QUENTE OU FRIA. NÃO FORMA PELICULA. GALÃO COM 05 LITROS. VALIDADE DE 12 MESES. COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141			<b>Data:</b> 14/02/2020	<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
71	1	UN	5546	FRASCO DE VIDRO AMBAR - 1 LITRO - C/ TAMPA
<u>Ficha Técnica:</u> FRASCO DE VIDRO AMBAR COM TAMPA 1 LITRO				
72	6.000	UN	2168	FLACONETE DE 1,5ML COM TAMPA
<u>Ficha Técnica:</u> FLACONETE DE 1,5ML COM TAMPA				
73	10	UN	9814	CEPILHO P/ VIDRARIA 10X235 C/ PINCEL PONTA
<u>Ficha Técnica:</u> CEPILHO PARA VIDRARIA 10 X 235 COM PINCEL PONTA ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA (TUBOS) COM PINCEL NA PONTA				
74	10	UN	9815	CEPILHO P/ VIDRARIA 15X255 C/ PINCEL NA PONTA
<u>Ficha Técnica:</u> CEPILHO PARA VIDRARIA 15 X 255 COM PINCEL NA PONTA.				
75	3	LT	6221	GLICERINA LIQUIDA - 1000ML
<u>Ficha Técnica:</u> GLICERINA LÍQUIDA - 1000ML. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
76	10	LT	843	HIPOCLORITO DE SODIO 2 % - LITRO
<u>Ficha Técnica:</u> DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 2% . COMPOSIÇÃO - BIOCIDA, ESTABILIZANTES, AQUOSO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO EQUIVALENTE A 20.000 PPM DE CLORO ATIVO. DESTINA-SE A DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS, ÁREAS E ARTIGOS SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO POR VIRUS. COM REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.				
77	10	UN	632	ACETONA P.A. - FR. 1000ML
<u>Ficha Técnica:</u> ACETONA P.A. (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO - P.M. 58,08 EMBALAGEM: FRASCO DE 1000ML COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
78	8	UN	682	ETANOL ABSOLUTO - ÁLCOOL ETILICO PA 1000ML
<u>Ficha Técnica:</u> ETANOL ABSOLUTO. ÁLCOOL ETILICO P.A. I C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH EMBALAGEM: FRASCO DE 1000ML. COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE				
79	2	UN	2177	CÂMARA NEUBAUER DUPLA ESPELHADA
<u>Ficha Técnica:</u> CÂMARA NEUBAUER DUPLA ESPELHADA- CÓDIGO 020014				
80	5	UN	2178	CÂMARA FUCS ROSENTHAL - CÓDIGO 020030
<u>Ficha Técnica:</u> CÂMARA FUCS ROSENTHAL - CÓDIGO 020030				
81	20	UN	2180	CONTROLE RH
<u>Ficha Técnica:</u> CONTROLE DE Rh: DEVE TER OBRIGATORIAMENTE A MESMA MARCA E MEIO DILUENTE DO SORO ANTI-D. - EMBALAGEM: VIDRO - CONTA GOTAS: DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITROS (ul). - ROTULO: NOME DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE DATA DE VALIDADE/EXPIRAÇÃO NÚMERO DE LOTE/DESIGNAÇÃO DE SUB LOTE VOLUME DO PRODUTO SE LÍQUIDO O VOLUME EQUIVALENTE PARA PRODUTO A SER RECONSTITUÍDO.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM.  
PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSÁVEL QUANDO MENCIONADO NA BULA.  
O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO, DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE, NO MINIMO, 05mm PARA PERMITIR A INSPEÇÃO VISUAL DO CONTEUDO.  
-BULA:  
NOME DO PRODUTO  
COMPOSIÇÃO  
INSTRUÇÕES DE USO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS.  
NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO E NUMERO DE LICENÇA.  
PRESERVANTE UTILIZADO  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

82	20	UN	3057	SORO ANTI-D POLI+MONOCLONAL (BANCO DE SANGUE)
----	----	----	------	-----------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-D MONOCLONAL-POLICLONAL:DEVE APRESENTAR UMA MISTURA DE IgM ANTI-D MONOCLONAL HUMANO E DE IgG ANTI-D POLICLONAL .DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE PELO MENOS 3+ HEMACIAS DE GRUPO O Ror,Rlr,E R2r,TITULO 32 E AVIDEZ DE ATE 30 SEGUNDOS.NAO DEVERA REAGIR COM HEMACIAS rr EM TEMPERATURA AMBIENTE,A 37 C, EM ALBUMINA , OU AINDA PELO TESTE DA ANTI GLOBULINA INDIRETO.DEVE DETECTAR A VARIANTE Du DE ACORDO COM A BULA DO FABRICANTE  
-EMBALAGEM:VIDRO  
-CONTA GOTAS: DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITROS (ul)  
-ROTULO:  
NOME DO PRODUTO  
NOME DO FABRICANTE  
NUMERO DE LICENCA NO PAIS DE ORIGEM  
DATA DE VALIDADE/EXPIRACAO  
NUMERO DE LOTE/DESIGNACAO DE SUB LOTE  
VOLUME DO PRODUTO SE LIQUIDO OU VOLUME EQUIVALENTE PARA PRODUTO A SER RECONSTITUIDO  
TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM  
PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSÁVEL QUANDO MENCIONADO NA BULA  
O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO,DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE,NO MINIMO, 05mm PARA PERMITIR A INSPECAO VISUAL DO CONTEUDO  
-BULA :  
NOME DO PRODUTO  
COMPOSICAO  
INSTRUCOES DE USO E INTERPRETACAO DE RESULTADOS  
NOME DO FABRICANTE,ENDEREÇO E NUMERO DE LICENÇA  
PRESERVANTE UTILIZADO  
REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE

83	20	UN	3335	SORO ANTI-A MONOCLONAL (BANCO DE SANGUE)
----	----	----	------	------------------------------------------

Ficha Técnica:

O SORO ANTI-A DEVE TER COLORACAO AZUL.DEVE TER REATIVIDADE COM HEMACIAS AI DE NO MINIMO 3+,AVIDEZ DE ATE 15 SEGUNDOS,TITULO 256 SCORE 72.COM HEMACIAS A2 DEVE TER REATIVIDADE DE NO MINIMO 2+,TITULO 128,AVIDEZ DE ATE 30 SEGUNDOS E SCORE 60.COM HEMACIAS A1B DEVE TER REATIVIDADE DE NO MINIMO 3+,TITULO 128,AVIDEZ DE ATE 30 SEGUNDOS E SCORE 60.COM HEMACIAS A2B DEVE TER REATIVIDADE DE NO MINIMO 2+ TITULO 64,AVIDEZ DE 45 SEGUNDOS E SCORE 52.  
-EMBALAGEM :VIDRO  
-CONTA GOTAS:DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITROS (ul).  
-ROTULO :  
NOME DO PRODUTO  
NOME DO FABRICANTE  
NUMERO DE LICENCA NO PAIS DE ORIGEM  
DATA DE VALIDADE/EXPIRACAO  
NUMERO DE LOTE/DESIGNACAO DE SUBLOTE  
VOLUME DO PRODUTO SE LIQUIDO OU VOLUME EQUIVALENTE PARA PRODUTO A SER RECONSTITUIDO  
TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM  
PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSADO QUANDO MENCIONADO NA BULA  
O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO,DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE,NO MINIMO ,05mm PARA PERMITIR A INSPECAO VISUAL DO CONTEUDO.

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

BULA:  
NOME DO PRODUTO  
COMPOSICAO  
INSTRUcoes DE USO E INTERPRETACAO DE RESULTADOS  
NOME DO FABRICANTE ,ENDERECO E NUMERO DE LICENCA  
PRESERVANTE UTILIZADO  
REGISTRO MINISTERIO SAUDE.

84	20	UN	3336	SORO ANTI-B MONOCLONAL (BANCO DE SANGUE)
----	----	----	------	------------------------------------------

Ficha Técnica:

O SORO ANTI-B DEVE TER COLORACAO AMARELA, TER REATIVIDADE COM HEMACIAS B e AIB DE NO MINIMO 3+, AVIDEZ DE ATE 15 SEGUNDOS ,TITULO 256 E SCORE 72.  
-EMBALAGEM:VIDRO  
-CONTA GOTAS:DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITOS (ul)  
-ROTULO:  
NOME DO PRODUTO  
NOME DO FABRICANTE  
NUMERO DE LICENCA NO PAIS DE ORIGEM  
DATA DE VALIDADE/EXPIRACAO  
NUMERO DE LOTE/DESIGNACAO DE SUB LOTE  
VOLUME DO PRODUTO SE LIQUIDO OU VOLUME EQUIVALENTE PARA O PRODUTO A SER RECONSTITUIDO.  
TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM  
PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSAVEL QUANDO MENCIONADO NA BULA  
O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO,DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE ,NO MINIMO,05 mm PARA PERMITIR A INSPECAO VISUAL DO CONTEUDO.  
-BULA:  
NOME DO PRODUTO  
COMPOSICAO  
INSTRUcoes DE USO E INTERPRETACAO DE RESULTADOS  
NOME DO FABRICANTE, ENDERECO E NUMERO DE LICENCA  
PRESERVANTE UTILIZADO.  
REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE.

85	20	UN	3337	SORO ANTI-AB MONOCLONAL (BANCO DE SANGUE)
----	----	----	------	-------------------------------------------

Ficha Técnica:

O SORO ANTI-AB DEVE SER INCOLOR, TER REATIVIDADE DE NO MINIMO 3+-COM HEMACIAS AI,B,AIB,AVIDEZ DE ATE 15 SEGUNDOS,TITULO 128 E SCORE 72 .COM HEMACIAS A2,DEVE TER REATIVIDADE DE NO MINIMO 2+,AVIDEZ DE ATE 30 SEGUNDOS ,TITULO 128 E SCORE 60.  
-EMBALAGEN :VIDRO  
-CONTA GOTAS : DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITROS (ul)  
-ROTULO:  
NOME DO PRODUTO  
NOME DO FABRICANTE  
NUMERO DE LICENCA NO PAIS DE ORIGEM  
DATA DE VALIDADE/EXPIRACAO  
NUMERO DE LOTE/ DESIGNACAO DE SUB LOTE  
VOLUME DO PRODUTO SE LIQUIDO OU VOLUME EQUIVALENTE PARA PRODUTO A SER RECONSTITUIDO  
TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM  
PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSAVEL QUANDO MENCIONADO NA BULA  
O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO,DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE,NO MINIMO,05 mm PARA PERMITIR A INSPECAO VISUAL DO CONTEUDO  
-BULA:  
NOME DO PRODUTO  
COMPOSICAO  
INSTRUcoes DE USO E INTERPRETACAO DE RESULTADOS  
NOME DO FABRICANTE,ENDERECO E NUMERO DE LICENCA  
PRESERVANTE UTILIZADO  
REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE.

86	20	UN	1413	SORO ANTI-HUMANO 10 ML
----	----	----	------	------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-GLOBULINA HUMANA POLIESPECIFICO:DEVE APRESENTAR COLORACAO VERDE. NAO DEVE APRESENTAR REACAO COM HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM C4.

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

DEVE SER CONSTITUÍDO POR ANTI-IgG, ANTI-C3d e ANTI-C3b. NAO DEVE CONTER MAIS QUE 0,25 g DE HEMOGLOBINA/LITRO, DEVENDO SER ESTERIL. O SORO ANTI-HUMANO DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE NO MINIMO 3+ COM HEMACIAS D+(DCe/dce), SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D E TITULACAO 1:128. COM HEMACIAS Kell E CELLANO POSITIVAS SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-Kell, DEVERA APRESENTAR REATIVIDADE DE PELO MENOS 3+ E TITULO 1:16. COM HEMACIAS Fy(a+) e Fy(a+b+), SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-Fya, DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE PELO MENOS 2+ E TITULO 1:8, COM HEMACIAS Jk(a+) Jk(a+b+) SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-Jka DEVE APRESENTAR REATIVIDADE DE AO MENOS 2+ E TITULO 1:8. O SORO DEVE TER REACOES NEGATIVAS QUANDO TESTADO COM 10 HEMACIAS DE COLETA RECENTE, DE TIPOS SANGUINEOS DIVERSOS E QUE APRESENTEM CONHECIDAMENTE TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETO NEGATIVO. NAO DEVE OCORRER PROZONAS. NAO DEVE APRESENTAR HEMOLISE QUANDO TESTADO COM HEMACIAS NAO SENSIBILIZADAS.

- EMBALAGEM: VIDRO

- CONTA GOTAS: DEVE SER TRANSPARENTE E UMA GOTA DEVE EQUIVALER A 50 MICROLITROS (ul)

- ROTULO: NOME DO PRODUTO

NOME DO FABRICANTE

NUMERO DE LICENCA NO PAIS DE ORIGEM

DATA DE VALIDADE/EXPIRACAO

NUMERO DE LOTE/DESIGNACAO DE SUB LOTE

VOLUME DO PRODUTO SE LIQUIDO OU VOLUME EQUIVALENTE PARA PRODUTO A SER RECONSTITUÍDO

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM

PRESERVANTE UTILIZADO/DISPENSÁVEL QUANDO MENCIONADO NA BULA

O ROTULO DEVE ESTAR FIRMEMENTE AFIXADO AO TUBO, DEVENDO PERMANECER UMA AREA DESCOBERTA DE, NO MINIMO, 05mm PARA PERMITIR A INSPECAO VISUAL DO CONTEUDO.

- BULA: NOME DO PRODUTO

COMPOSICAO

INSTRUcoes DE USO E INTERPRETACAO DE RESULTADOS

NOME DO FABRICANTE, EMDERECO E NUMERO DE LICENCA

PRESERVANTE UTILIZADO .

COM REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE.

87	2	CX	4122	KIT HEMAGLOTINACAO PASSIVA P/ CHAGAS 96 TESTES
----	---	----	------	------------------------------------------------

Ficha Técnica:

KIT HEMAGLOTINACAO PASSIVA P/ CHAGAS 96 TESTES

PRINCIPIO:

HEMACIAS DE AVES ESTABILIZADAS E SENSIBILIZADAS COM ANTIGENOS TOTAIS DE TRYPANOSOMA CRUZI (ANTIGENOS SOLUVEIS), SAO AGLUTINADAS QUANDO COCLOCA DAS EM CONTATO COM DILUICOES DE SOROS DE PACIENTES CHAGASICOS.

EM ALGUMAS POPULACOES, COM CERTA FREQUENCIA OS SOROS APRESENTAM "AGLUTININAS NATURAIS" DA CLASSE IgM, QUE PODEM CAUSAR AGLUTINACAO INESPECIFICA. A ADICAO DE 2 MERCAPTOETANOL (2ME) AS DILUICOES DE SOROS, AQUI INDICADAS, INATIVA ANTI-CORPOS IgM E AFASTA ESSA INTERFERENCIA.

REATIVO 1:

SUSPENSAO DE HEMACIA DE AVES SENSIBILIZADAS COM COMPONENTES ANTIGENOS DE T. CRUZI ( 1 X 2,7 ML)

REATIVO 2:

DILUENTE (PBS 0,01 Mph 7,2), (2 X 29,0 ML) PRONTO PARA USO.

REATIVO 3:

SORO POSITIVO (SORO ANIMAL), (1 X 0,5 ML)

REATIVO 4:

SORO NEGATIVO (SORO ANIMAL), (1 X 0,5 ML)

REATIVO 5:

2-MERCAPTOETANO p.a.

1 PLACA DE MICROTITULACAO COM CAVIDADE EM V.

VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DA ENTREGA.

KIT DEVERA CONTER 96 TESTES.

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

88	80	KIT	4407	KIT PESQ. SANGUE OCULTO FEZES SABONETE - 25 ENV.
----	----	-----	------	--------------------------------------------------

Ficha Técnica:

KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES COM 25 TESTES, TIPO SABONETE

APRESENTANDO: 25 ENVELOPES

02 FRASCOS DE REVELADOR (15 ML)

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Observação: Masterdiagnóstica considerar 20 ENV. 06/02/2017

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
89	30	UN	857	VDRL ANTIGENO
<u>Ficha Técnica:</u> VDRL ANTIGENO REAGENTE PRONTO PARA USO, NÃO SENDO NECESSÁRIO INATIVAÇÃO DA AMOSTRA VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
90	30	CX	791	KIT DE TESTE DE GRAVIDEZ CX.50 TESTES
<u>Ficha Técnica:</u> KIT DE TESTE DE GRAVIDEZ CAIXA COM 50 TESTES, TIPO SABONETE OU TIRA REATIVA FINALIDADE: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. SENSIBILIDADE: NO MINIMO 0,25U.I./ML DE HCG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE				
91	3	UN	823	KIT PARA ROTAVIRUS
<u>Ficha Técnica:</u> KIT PARA ROTAVIRUS TESTE RÁPIDO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DIRETA DE ANTIGENOS VIRICOS DO GRUPO ROTAVIRUS EM FASE AGLUTINACAO DE PARTICULAS DE LATEX. PRINCIPIO: O REATIVO DE LATEX E UMA SUSPENSÃO DE PARTICULAS DE LATEX DE POLIESTERINO DE TAMPÃO UNIFORME SENSIBILIZADA COM IMUNOGLOBULINAS ESPECIFICAS CONTRA ANTIGENOS DO GRUPO OBITOS DE UMA CEPA SA-11 DE ROTAVIRUS DE SIMIO AS PARTICULAS DE LATEX PODEM MANIFESTAR REACÇÃO ANTIGENO ANTI-CORPO. SE DEVIDO A PRESENÇA DE ANTIGENO DE ROTAVIRUS EM SUSPENSÃO CLASSIFICADA NESTA REACÇÃO A SUSPENSÃO DE LATEX PERDE SEU ASPECTO UNIFORME EVIDENCIA UMA CLARA AGLUTINACAO ISSO SE DEVE AOS ANTIGENOS VIRICOS DO GRUPO ROTAVIRUS PRESENTES, RELACIONADOS COM AS IMUNOGLOBULINAS ESPECIFICOS UNIDAS AS PARTICULAS DE LATEX. REATIVOS: LATEX REATIVO: SUSPENSÃO DE PARTICULA DE LATEX POLIESTERASE SENSIBILIZADAS COM IMUNOGLOBULINAS DO COMPLEXO ANTI-ROTAVIRUS, EM UM TAMPÃO CONTENDO SOLUÇÃO ACIDA 1%. LATEX CONTROLE: SUSPENSÃO DE PARTICULAS DE LATEX POLIESTERASE SENSIBILIZADAS DO COMPLEXO IMUNES, EM UM TAMPÃO CONTENDO SOLUÇÃO ACIDA 1%. CONTROLE POSITIVO: SUSPENSÃO DE ANTIGENOS ROTAVIRUS DE SIMIO (SA-11) INATIVA CONTENDO SOLUÇÃO ACIDA A 1% TAMPÃO DILUENTE CONTENDO SOLUÇÃO ACIDA A 1% VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DA ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.				
92	1.000	UN	7508	SWAB DE RAYON ESTÉRIL C/ HASTE PLÁSTICO
<u>Ficha Técnica:</u> SWAB DE RAYON ESTÉRIL, COM HASTES DE PLÁSTICO				
93	350	UN	7509	TUBO DE FALCON ESTÉRIL 14 ML
<u>Ficha Técnica:</u> TUBO DE FALCON 14 OU 15 ML, EM PLÁSTICO, ESTÉRIL, TAMPA DE ROSCA				
94	1	UN	741	JARRA PARA ANAEROBIOSE
<u>Ficha Técnica:</u> JARRA PARA ANAEROBIOSE 2,5 LTS				
95	40	UN	5741	ENTEROKIT " B "
<u>Ficha Técnica:</u> O ENTEROKIT B CONSISTE DOS MEIOS EPM, MILI E CITRATO DE SIMMONS. O MEIO EPM CONTEM OS TESTES DE FERMENTACAO E PRODUCAO DE GAS DE GLICOSE, PRODUCAO DE H2S, HIDROLISE DA UREIA E DESAMINACAO DO TRIPTOFANO. O MEIO MILI CONTEM OS TESTES DE MOTILIDADE, INDOL E DESCABOXILACAO DE LISINA. O CITRATO DE SIMMONS OFERECE O TESTE DE UTILIZACAO DE CITRATO COMO UNICA FONTE DO CARBONO. OS TRES MEIOS TOTALIZAM 16 IDENTIFICAÇÕES QUE SOMADOS AO DA FERMENTACAO DA LACTOSE NA PLACA DO ISOLAMENTO, PERMITEM IDENTIFICAR COM FIDELIDADE E GRANDE MAIORIA DAS ENTEROBACTERIAS ISOLADAS DE ESPECIMES CLINICOS. KIT PARA IDENTIFICAÇÃO MANUAL. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141 <b>Data:</b> 14/02/2020 <b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA				
96	25	CX	755	KIT NÃO FERMENTADO - CX. 10 PAINÉIS
<u>Ficha Técnica:</u> KIT NÃO FERMENTADO CONSTITUIDO PELOS MEIOS DE GLICOSE, DE MALTOSE, DE LACTOSE, MEIOS PARA DIAGNOSTICAR A UTILIZACAO DA LIZINA E ARGININA (BASE DE MOELLER) E LIQUEFACAO DA GELATINA, OS RESULTADOS DOS TESTES OBSERVADOS NESTES MEIOS, SOMADOS AOS DO TESTE DE OXIDADE, CAPACIDADE DE CRESCIMENTO EM AGAR MAC CONKEY A 42SC, PRODUCAO DE PIGMENTO, RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS ESPECIFICOS E OUTROS PERMITE IDENTIFICAR EM UM SISTEMA SIMPLIFICADO, MAIS DE 90% DOS BACIOS GRAN NEGATIVOS NAO FERMENTADORES DA GLICOSE. CAIXA COM 10 PAINÉIS. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
97	30	CX	774	MEIO PARA TESTE DE UREASE - CX.48
<u>Ficha Técnica:</u> MEIO PARA TESTE DE UREASE ESTE MEIO E UTILIZADO PARA DETERMINAR A PRODUCAO DE UREASE PELO HELICOBACTER PYLORI ESTA ENZIMA ESTA PRESENTE EM GRANDE QUANTIDADE NESTA BACTERIA, MOTIVO PELO QUAL A HIDROLISE DE UREA E CONSEQUENTE ALCALINIZACAO DO MEIO E UM PROCESSO RAPIDO, QUE NAO REQUER MULTIPLICACAO BACTERIANA. ESTA E IMPEDIDA PELA PRESENCA DE ANTIMICROBIANOS NO MEIO. O MEIO E INOCULADO COM FRAGMENTOS DE BIOPSIA DA MUCOSA E INCUBADO A 37°C. NOS CASOS POSITIVOS A VIRAGEM DO MEIO DE AMARELO PARA VERMELHO OCORRE NAS PRIMEIRAS 6 HORAS DE INCUBACAO, E RARAMENTE OCORRE APOS 12 HORAS VIRAGENS MAIS TARDIAS PODEM CORRESPONDER A CONTAMINATES BACTERIANOS. NESTAS CIRCUSTANCIAS EXISTE TURVACAO DO MEIO E O PLAQUEAMENTO DO MESMO IRA INDICAR A PRESENCA DO CONTAMINANTE. CAIXA COM 48 TUBOS. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
98	16	UN	826	STAPHY TEST
<u>Ficha Técnica:</u> STAPHY TEST TESTE EM LÂMINA PARA IDENTIFICACAO DE VSTAPHYLOCOCCUS AUREUS. PRINCIPIO: O TESTE SE BASEIA NA CAPCIDADE DO STAPHYLOCOCCUS AGLUTINAR HEMACIAS DE CARNEIRO PREVIAMENTE SENSIBILIZADAS COM HEMOLISINA E FIBRINOGENIO AS REACOES DA HOMOLISINA E DO FIBRINOGENIO, RESPECTIVAMENTE, COM A PROTEINA A E O "CLUMPING FACTOR" DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS, DETERMINAM AGLUTINACAO IMEDIATA DAS HEMACIAS SENSIBILIZADAS. A POSSIBILIDADE DE DETECTAR A PROTEINA A E O "CLUMPING FACTOR" TORNA O STAPHYH-TEST SUPERIOR AOS PRODUTOS QUE DETECTAM SOMENTE UMA DA DUAS SBSTANCIAS. REATIVOS: O STAPHY-TEST COMPREENDE DOIS REATIVOS: STAPHY- TET R E STAPHY-TEST C. O PRIMEIRO E O REATIVO PROPRIAMNETE DITO UMA VEZ QUE CONTEM HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM HEMOLISINA E FIBROGENIO. O SEGUNDO E O REATIVO CONTROLE E CONTEM HEMACIAS IDENTICAS AS DO PRIMEIRO REATIVO DESTINA-SE A EXCLUSAO DE AGLUTINACOES INESPECIFICAS QUE SAO BASTANTE RARAS, MAS PODEM OCORRER. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO MONISTERIO DA SAUDE.				
99	160	CX	865	LÂMINA DE CULTURA - URIBAC - CX C/50UN.
<u>Ficha Técnica:</u> LÂMINA DE CULTURA - URIBAC CAIXA COM 50 UNIDADES E UM SISTEMA PRATICO DE CULTURA EM LAMINA PARA O DIAGNOSTICO DAS INFECCAO URINARIAS, PERMITINDO A IDENTIFICACAO SIMULTANEA DE E.COLLI (CONFORME TEM SIDO AMPLAMENTE DEMONSTRADO, ESTA BACTERIA E ENCONTRADA EM 80-90% DAS INFECCOES URINARIAS ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE E EM PELO MENOS 50% DAS ADQUIRIDAS EM HOSPITAL) E TAMBEM A IDENTIFICACAO PRESUNTINA DE MORGANELLA, PROTEUS E PROVIDENCIA. O SISTEMA CONTEM O MEIO CLED NA FACE LARGA DA LAMINA E OS MEIOS CITRATO DE SIEMMONS E MEIO I NA FACE DIVIDIDA DA LAMINA. ACOMPANHADA AINDA O SISTEMA UM FRASCO CONTA-GOTAS COM REATIVO DE KOVACS. O MEIO CLED TEM COR VERDE, O MEIO CITRATO DE SIMMONS COR VERDE ESCURO E O MEIO I COLORACAO CREME-VIOLETA. O MEIO CLED DESTINA-SE A CONTAGEM DO NUMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) NA AMOSTRA DE URINA E A VERIFICACAO DA CAPACIDADE DA BACTERIA EM FERMENTAR A LACTOSE. MEIO CITRATO DE SIMMONS DESTINA-SE A VERIFICACAO DA UTILIZACAO DO CITRATO COMO UNICA FONTE DE CARBONO. O MEIO I DESTINA-SE A VERIFICACAO DA PRODUCAO DO INDOL E VERFIFICACAO DA UTILIZACAO DE TRIPTOFANO PELAS BACTERIAS. NESTE ULTIMO MEIO SAO ACRESCENTADOS AS MESMAS SUBSTANCIAS INIBIDORAS DE COCOS GRAM POSITIVOS QUE COMPOEM O MEIO CLASSICO DE MACCONKEY. APRESENTACAO: POR ESTE MOTIVO, O CRESCIMENTO NO MEIO I INDICA A PRESENCA DE BACIOS GRAM NEGATIVOS.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.  
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

100	30	CX.	684	ENTEROKIT "C" - CX. 48 TUBOS
-----	----	-----	-----	------------------------------

Ficha Técnica:

ENTEROKIT C

O KIT APRESENTA TESTES DE DESCARBOXILACAO DA LISINA, ARGININA E ORNITINA UTILIZANDO A BASE DE MOELLER E DOS TESTES DE FERMENTACAO DE ADONITOL ARABINOSE E DE LIQUEFACAO DA GELATINA, SUA FINALIDADE E AUXILIAR NA IDENTIFICACAO DE KLEBSIELLA, ENTEROBACTER, HAFNIA E ERRATIA.  
O KIT CONTEM 48 TUBOS CONSISTINDO UM TOTAL DE 08 PROVAS.  
VALIDADE MINIMA DE 06 MESES DA DATA DE ENTREGA.  
KIT PARA IDENTIFICAÇÃO MANUAL.

alteração do Produto:

PAINEL PARA ENTEROBACTÉRIAS

Cada 10 x 3

Antes 6 x 5

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

101	3.000	UN	396	MEIO DE TRANSPORTE PARA CULTURA ESTÉRIL
-----	-------	----	-----	-----------------------------------------

Ficha Técnica:

MEIO DE TRANSPORTE PARA CULTURA ESTÉRIL COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE

CONTENDO:

01 SWAB ESTÉRIL

01 TUBO COM MEIO DE CULTURA ESTÉRIL

VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES

REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE

102	2	FR	834	SHIGELLA BOYDI POLL I - FRASCO 3ML
-----	---	----	-----	------------------------------------

Ficha Técnica:

SHIGELLA BOYDI POLL I

FRASCO CONTA-GOTA 03 ML

VALIDADE MINIMA DA DATA DA ENTREGA DE 12 MESES.

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

103	2	FR	835	SHIGELLA DYSENTERIAE POLL I - FRASCO 3ML
-----	---	----	-----	------------------------------------------

Ficha Técnica:

SHIGELLA DYSENTERIAE POLL I

FRASCO CONTA-GOTA DE 03 ML

VALIDA MINIMA DA DATA DA ENTREGA 12 MESES.

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

104	2	FR	836	SHIGELLA FLEXINERI - FRASCO 3ML
-----	---	----	-----	---------------------------------

Ficha Técnica:

SHIGELLA FLEXINERI

FRASCO CONTA-GOTAS DE 03 ML

VALIDADE MINIMA DA DATA DA ENTREGA 12 MESES.

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

105	2	FR	837	SHIGELLA SONNEI POLL - FRASCO 3ML
-----	---	----	-----	-----------------------------------

Ficha Técnica:

SHIGELLA SONNEI POLL

FRASCO CONTA-GOTA DE 3 ML.

VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

106	40	CX	4161	MEIO DE RUGAI - CX.50 TUBOS
-----	----	----	------	-----------------------------

Ficha Técnica:

MEIO DE RUGAI - CAIXA 50 TUBOS

ESTABILIDADE 30 DIAS

FINALIDADE: MEIO PARA IDENTIFICACAO PRESUNTIVA DAS ENTEROBACTERIAS,

VIBRIOS E AEROMONAS.

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

MEIO PERMITE A LEITURA, NUM SO TUBO, DAS SEGUINTE REACOES: MOTILIDADE LISINA DESCARBOXILAZE, FERMENTACAO DA GLICOSE E DA SACAROSE, PRODUCAO DE GAS, H2S, INDOL, UREASE E L-TRIPTOFANO DESAMINASE.  
 EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.  
 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

107	2	FR	4209	SALMONELA POLIVALENTE - FRASCO 3ML
-----	---	----	------	------------------------------------

Ficha Técnica:

SALMONELA POLIVALENTE  
 FRASCO CONTA-GOTA DE 03 ML  
 VALIDADE MINIMA DA DATA DA ENTREGA 12 MESES.  
 COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

108	6	KIT	7194	KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROCOCCUS SSP
-----	---	-----	------	--------------------------------------------

Ficha Técnica:

KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROCOCCUS SSP PERMITE IDENTIFICAR AS ESPÉCIES IMPORTANTES PARA A CLÍNICA MÉDICA. O ENTEROKIT É FACILMENTE INTERPRETADO ATRAVÉS DE SEU SISTEMA NUMÉRICO E DEVE SER UTILIZADO PARA ESPÉCIES IDENTIFICADAS PREVIAMENTE COMO COCOS GRAM (+), CATALASE NEGATIVA, BILESCULINA (+), NACL (+) E PYR (+).  
 APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 08 SÉRIES.  
 VALIDADE: 06 MESES.  
 COM REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.

109	6	KT	3176	KIT PARA DIFERENCIAÇÃO DE ENTEROCOCOS
-----	---	----	------	---------------------------------------

Ficha Técnica:

KIT COM ESPECIFICIDADE PARA IDENTIFICAR OS ESTREPTOCOCOS ALFA HEMOLITICOS OU NAO HEMOLITICOS E PODEM FORMAR PARTE DO GRUPO DA CLASSIFICACAO DE LANCEFIELD.  
 CONTEUDO DO KIT: 24 TUBOS DE BILE ESCULINA.  
 24 TUBOS DE NaCl 6,5%.  
 A ACIDIFICACAO DO MEIO OU SEJA A VARIACAO DE COR DO PURPURA PARA O AMARELO, INDICA CRESCIMENTO BACTERIANO E TESTE POSITIVO.  
 VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.  
 COM REGISTRO NO MISTERIO DA SAUDE.

110	120	CX	26183	TIRAS DE OXIDADE - CX. 20 TIRAS
-----	-----	----	-------	---------------------------------

Ficha Técnica:

TIRAS DE OXIDADE - CAIXA DE 20 TIRAS  
 AUXILIA NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE BGN (BACILOS GRAM NEGATIVOS) NÃO FERMENTADORES DA GLICOSE. OUTRO USO É NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA DE NEISSERIA.  
 COM REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.

111	2	FR	8195	SORO SALMONELLA POLIVALENTE SOMÁTICO - 3ML
-----	---	----	------	--------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO SALMONELLA POLIVALENTE SOMÁTICO - FRASCO 3ML  
 CONTÉM ANTICORPOS CONTRA OS ANTÍGENOS O DOS GRUPOS A, B, C, D e E, CONTRA O ANTIGENO Vi E TAMBÉM CONTRA OS ANTÍGENOS FLAGELARES a; b; c; d; i; 1, 2, 5.  
 CONTÉM ANTICORPOS CONTRA OS ANTÍGENOS O DOS GRUPOS A, B, C, D, E e o ANTÍGENO Vi.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

112	2	FR	8196	SORO SALMONELLA POLIVALENTE FLAGELAR - FRASCO 3ML
-----	---	----	------	---------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO SALMONELLA POLIVALENTE SOMÁTICO - FRASCO 3ML  
 CONTÉM ANTICORPOS CONTRA OS ANTÍGENOS O DOS GRUPOS A, B, C, D e E, CONTRA O ANTIGENO Vi E TAMBÉM CONTRA OS ANTÍGENOS FLAGELARES a; b; c; d; i; 1, 2, 5.  
 CONTÉM ANTICORPOS CONTRA OS ANTÍGENOS H: a; b; c; d; i; 1, 2, 5.  
 COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

113	1	FR	8197	SORO ANTI-E COLI EICA POLIVALENTE "A" CLÁSSICA - 3ML
-----	---	----	------	------------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-E COLI ENTEROPATOGÊNICA CLÁSSICA - FRASCO 3ML  
 SORO POLIVALENTE E MONOVALENTE PREPARADO EM COELHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SOROGUPOS DE E. coli ASSOCIADOS À DIARRÉIA INFANTIL (EPEC). TODOS OS SOROS CONTÉM ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS "O" E ANTÍGENOS SUPERFICIAIS DO TIPO K, AGLUTINANDO BEM CULTURAS HOMÓLOGAS VIVAS E AQUECIDAS, RESULTANDO EM REAÇÕES RÁPIDAS E, DE MODO GERAL, COMPLETAS.  
 POLIVALENTE "A" CONTÉM ANTICORPOS CONTRA AS "E". coli 026, 055, 0111 e 0119.

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 24141		Data: 14/02/2020		Por: LABORAT.DE ANAL.CLINICA

REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

114	1	FR	8198	SORO ANTI-E COLI EICA POLIVALENTE "B" CLÁSSICA - 3ML
-----	---	----	------	------------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-E COLI EICA POLIVALENTE "B" CLÁSSICA - 3ML  
 SORO ANTI-E COLI ENTEROPATOGÊNICA CLÁSSICA - FRASCO 3ML  
 SORO POLIVALENTE E MONOVALENTE PREPARADO EM COELHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SOROGRUPOS DE E. coli ASSOCIADOS À DIARRÉIA INFANTIL (EPEC). TODOS OS SOROS CONTÊM ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS "O" E ANTÍGENOS SUPERFICIAIS DO TIPO K, AGLUTINANDO BEM CULTURAS HOMÓLOGAS VIVAS E AQUECIDAS, RESULTANDO EM REAÇÕES RÁPIDAS E, DE MODO GERAL, COMPLETAS.  
 POLIVALENTE "B" CONTÉM ANTICORPOS CONTRA AS "E". coli 0114, 0125, 0142 e 0158.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

115	1	FR	8199	SORO ANTI-E COLI EICA POLIVALENTE "C" CLÁSSICA - 3ML
-----	---	----	------	------------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-E COLI EICA POLIVALENTE "C" CLÁSSICA - 3ML  
 SORO POLIVALENTE E MONOVALENTE PREPARADO EM COELHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SOROGRUPOS DE E. coli ASSOCIADOS À DIARRÉIA INFANTIL (EPEC). TODOS OS SOROS CONTÊM ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS "O" E ANTÍGENOS SUPERFICIAIS DO TIPO K, AGLUTINANDO BEM CULTURAS HOMÓLOGAS VIVAS E AQUECIDAS, RESULTANDO EM REAÇÕES RÁPIDAS E, DE MODO GERAL, COMPLETAS.  
 POLIVALENTE "C" CONTÉM ANTICORPOS CONTRA AS "E". coli 086, 0126, 0127, e 0128.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

116	1	FR	8201	SORO ANTI-E.COLI ENTEROINVASORA POLIV. "B" - 3ML
-----	---	----	------	--------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-E. COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE "B" - FRASCO 3ML  
 SORO POLIVALENTE E MONOVALENTE PREPARADOS EM COELHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SOROGRUPOS DE "E". COLI ENTEROINVASORA (EIEC). TODOS OS SOROS CONTÊM ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS "O" E ANTÍGENOS SUPERFICIAIS DO TIPO "K", AGLUTINANDO BEM CULTURAS HOMÓLOGAS VIVAS E AQUECIDAS, RESULTANDO EM REAÇÕES RÁPIDAS E, DE MODO GERAL, COMPLETAS.  
 POLIVALENTE "B" CONTÉM ANTICORPOS CONTRA AS "E". COLI 0112ac, 0124, 0143 e 0164 e 0167.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

117	1	FR	8200	SORO ANTI-E.COLI ENTEROINVASORA POLIV. "A" - 3ML
-----	---	----	------	--------------------------------------------------

Ficha Técnica:

SORO ANTI-E. COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE "A" - FRASCO 3ML  
 SORO POLIVALENTE E MONOVALENTE PREPARADOS EM COELHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SOROGRUPOS DE "E". COLI ENTEROINVASORA (EIEC). TODOS OS SOROS CONTÊM ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENOS "O" E ANTÍGENOS SUPERFICIAIS DO TIPO "K", AGLUTINANDO BEM CULTURAS HOMÓLOGAS VIVAS E AQUECIDAS, RESULTANDO EM REAÇÕES RÁPIDAS E, DE MODO GERAL, COMPLETAS.  
 POLIVALENTE "A" CONTÉM ANTICORPOS CONTRA AS "E". COLI 028ac, 029, 0136, 0144, e 0152.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

118	500	UN	25088	CAIXA COLETORA P/ RESÍDUOS INFECTANTES 50LT
-----	-----	----	-------	---------------------------------------------

Ficha Técnica:

CAIXA PARA COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES COM CAPACIDADE ÚTIL DE NO MÍNIMO 50 LITROS E NO MÁXIMO 60 LITROS, NÃO PERFURANTES, CONFECCIONADA EM PAPELÃO ONDULADO, COM SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA, COM ACOPLAMENTO DE SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO ACOMPANHADO DE LACRE PARA FECHAMENTO E BANDEJA INTERNA PROTETORA EM PAPELÃO IMPERMEABILIZADO ONDULADO, PRODUZIDA E COMERCIALIZADA CONFORME AS NORMAS ABNT, RDC 306/04, CONAMA 358/05, IPT NEA 73 E A LEI 8.078/90.  
 REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

119	8.000	UN	8708	COLETOR EXAME PARASITOLÓGICO C/ CONSERVANTE
-----	-------	----	------	---------------------------------------------

Ficha Técnica:

COLETOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO (DE FEZES), COM CONSERVANTE FORMALINA A 5% (NEUTRA E TAMPONADA); FILTRO INTERNO DE 266 MICRAS E BICO GOTEJADOR COM CAP DE VEDAÇÃO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO E CONE COLETOR QUE DEFINE A AMOSTRA EM 1g, COM FORNECIMENTO DE BANDEJA DE ISOPOR PARA SEDIMENTAÇÃO DA AMOSTRA UTILIZANDO O MÉTODO DA CONCENTRAÇÃO SEM NECESSIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO E REAGENTES QUÍMICOS.  
 COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

120	2	CX	7471	KIT P/ IDENTIF. DO VÍRUS INFLUENZA A+B - CX.25
-----	---	----	------	------------------------------------------------

Ficha Técnica:

KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS INFLUENZA A + B - CAIXA 25 TESTE  
 COM REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
<b>Nº Solicitação:</b> 24141		<b>Data:</b> 14/02/2020		<b>Por:</b> LABORAT.DE ANAL.CLINICA
121	10	KIT	7241	CROMO ÁGAR P/ IDENT. DE CÂNDIDA
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR CROMOGENICO CANDIDA 60MM A 90MM -KIT C/10 PLACAS				
122	2	FRA	26198	ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS ( 2 PROPANOL- ISOPROPANOL) 99,8%-
<u>Ficha Técnica:</u> ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS ( 2 PROPANOL- ISOPROPANOL) 99,8% - FRASCO DE 01 LITRO PARA USO DE LIMPEZA DE OBJETIVAS DE MICROSCÓPIOS, AGULHAS, PROBES DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO.				
123	200	TB	7240	AGAR SABOURAUD 2% COM CLORANFENICOL TUBO 16X150MM
<u>Ficha Técnica:</u> AGAR SABOURAUD 2% COM CLORANFENICOL TUBO 16X150MM				
124	10	UNI	26541	ALÇA BACTERIOLÓGICA DESCARTÁVEL 10UL
<u>Ficha Técnica:</u> ALÇA BACTERIOLÓGICA DESCARTÁVEL 10UL				
125	10	UNI	26542	ALÇA BACTERIOLÓGICA DESCARTÁVEL 1UL
<u>Ficha Técnica:</u> ALÇA BACTERIOLÓGICA DESCARTÁVEL 1UL				
126	5	UN	8033	PIPETADOR PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIQUIDOS ATÉ 10ML
<u>Ficha Técnica:</u> PIPETADOR FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM SISTEMA DE VÁLVULAS DE COMPRESSÃO, QUE PERMITAM ASPIRAÇÃO, AJUSTE E DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS DE ATÉ 10ML COM FRACIONAMENTO DE 0,1ML (PIPUMP VERDE)				
127	5	UNI	26543	PIPETADOR PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIQUIDOS ATÉ 02ML
<u>Ficha Técnica:</u> PIPETADOR FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM SISTEMA DE VÁLVULAS DE COMPRESSÃO, QUE PERMITAM ASPIRAÇÃO, AJUSTE E DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS DE ATÉ 02ML				
128	400	UNI	26116	PIPETA DE PASTEUR DE PLÁSTICO 03 ML (DESCARTÁVEL)
<u>Ficha Técnica:</u> PIPETA DE PASTEUR DE PLÁSTICO 03 ML (DESCARTÁVEL)				
129	4	UNI	26544	RELÓGIO DESPERTADOR PLÁSTICO RIGIDO C/TIMER DE 0 A 60MIN
<u>Ficha Técnica:</u> RELÓGIO TIPO TIMER DESPERTADOR MOLDADO EM PLÁSTICO RIGIDO E COM TIMER AJUSTÁVEL DE 0 A 60 MINUTOS				
130	10	CX	25267	TIRA UNIVERSAL PH 0-14 (100 UNIDADES)
<u>Ficha Técnica:</u> TIRA UNIVERSAL PH (PH 0-14) INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, PRONTAS PARA USO IMEDIATO. UTILIZADA PARA REALIZAR A LEITURA DO PH DE SOLUÇÕES AQUOSAS. TIRAS COM FAIXAS DE DIFERENTES CORES PARA MAIOR PRECISÃO; COMPOSTA POR INDICADORES ÁCIDO-BASE; FAIXA DE MEDIÇÃO: ESCALA DE 0 A 14 E GRADUAÇÃO DE 1 PH; MEDIÇÃO PRÁTICA E COM RESULTADO EM 1 SEGUNDO; PARTE SUPERIOR EM PLÁSTICO EVITANDO CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE USUÁRIO E AMOSTRA. DIMENSÕES APROXIMADAS 6 X 85 MM CAIXA COM 100 LÂMINAS .				